

學童姓名：_____ 助聽輔具：☐助聽器 ☐人工電子耳

助聽器設定：音量_____；電子耳設定：程式_____，音量_____，靈敏度_____

輔具檢核表

語音距離察覺圖

檢查項目		日期						
上課時攜帶保養包/監聽耳機		有無	有無	有無	有無	有無	有無	有無
耳模	漏音	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右
	耳模易脫落	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右
	耳模破損	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右
	耳模與耳管接點破損	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右
	耳模遺失	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右
	出聲孔被耳垢塞住	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右
	耳垢粘附在耳模上	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右
	耳管破損	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右
	耳管內有水氣	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右
	耳管變硬	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右
助聽器	電量不足或完全沒電	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右
	電池座內潮溼或鏽蝕	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右
	音量或音質異常	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右
	電池潮溼或鏽蝕	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右
	外觀破損	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右
	電池蓋不密合	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右
	程式切換鍵未開在正確位置	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右
	麥克風保護蓋脫落或髒污	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右
	耳鈎鬆脫	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右
	耳鈎內的阻泥受潮	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右
電子耳	電量不足或完全沒電	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右
	音量或音質異常	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右
	語言處理器或遙控器出現異常顯示	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右
	程式設定異常	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右
	音量設定異常	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右
	靈敏度設定異常	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右
	頭件或傳輸線功能異常	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右
	外觀破損或有鏽蝕	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右
	頭皮紅腫或破皮	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右
檢測人員簽名								

內容距離	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄋ	ㄌ
日期/備註：					
日期/備註：					
日期/備註：					
日期/備註：					



財團法人中華民國婦聯聽覺健康社會福利基金會
助聽輔具檢核表暨語音距離察覺圖(個別課)

☐教保員 ☐家長自評

☐ 台北至德
☒ 台中至德
☐ 高雄至德



HH